

목차

BS2_StartMonitoringLogEx

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Log Management API](#) > [BS2_StartMonitoringLogEx](#)

BS2_StartMonitoringLogEx

[+ V2.7.1] 측정 체온이 포함된, 실시간 로그 스트리밍을 시작합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_StartMonitoringLogEx(void* context, uint32_t deviceId,
OnLogReceivedEx ptrLogReceivedEx);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *ptrLogReceivedEx* : 새로운 로그를 받았을 때 호출할 콜백함수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_StopMonitoringLog](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_startmonitoringlogex&rev=1597986104

Last update: **2020/08/21 14:01**