

콘텐츠 테이블

BioStation T2에 Secure IO 연결하기	1
배선	1
BioStar에서 Secure IO 추가하기	2

BioStar 1, Secure I/O, BioStation T2

BioStation T2에 Secure IO 연결하기

배선

BioStation T2는 4 핀 커넥터 케이블을 RS-485 연결에 사용합니다.


■ RS485 CABLE (4-pin Connector)

Pin	Name	Cable Type	Color
1	RS485 TRX+	AWG26	BLUE
2	RS485 TRX-		YELLOW
3	GND		BLACK
4	SHIELD GND		GRAY




1. Secure IO 연결하기

아래 그림과 같이 TRX+ (blue), TRX- (yellow), GND (black)을 각각 연결하십시오.



2. BioStation T2 연결하기 RS-485 케이블을 “RS485-1” 단자에 연결하십시오.




3. BioStation T2와 Secure I/O가 올바르게 연결되었다면 Secure I/O의 **SYNC** 버튼을 누르십시오. 동기화가 성공하면 '딩동댕' 소리가 납니다.


BioStation T2와 함께 제공된 RS-485 케이블로만 연결하십시오. BioStation과 BioStation T2는 모두 4 핀 커넥터 케이블을 제공하지만 각기 다른 핀 위치를 갖고 있습니다.

BioStar에서 Secure IO 추가하기


1. 장치 메뉴를 클릭한 뒤 BioStation T2를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. **장치 추가(시리얼)**을 클릭하십시오.




2. Secure I/O를 성공적으로 검색된 뒤 **다음**을 클릭하십시오.



3. **추가**를 클릭한 뒤 **마침**을 클릭하십시오.



4. 성공적으로 추가되었다면 장치 트리에서 Secure I/O를 확인할 수 있습니다.



From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:1xfaq_how_to_connect_secure_io_to_biostation_t2

Last update: **2016/10/19 13:40**